


Phospho-Brca1-S1423 Coelho Pab - P38398

Número do item: CM0000740



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-BRCA1 (S1423) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade para humano, camundongo e rato. Útil para pesquisa em reparo de danos ao DNA e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-BRCA1-S1423 Coelho pAb
Observações/Alias	IRIS; PSCP; BRCA1; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Phospho-BRCA1-S1423
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	672
GeneID	672
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S1423 do BRCA1 humano (NP_009225.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P38398
Peso da Proteína	208kDa
Envio	Bolsa de gelo