


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Brd4 (S492/S494) Para Wb, Db, Elisa - O60885

Número do item: CM0000726



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a BRD4 em S492/S494. Validado para Western blot, dot blot e ELISA com reatividade humana; estudos de memória epigenética e regulação da transcrição. ~152 kDa. UniProt O60885.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-BRD4-S492/S494 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S492/S494
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23476
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60885
Peso da Proteína	152kDa
Envio	Saco de gelo