


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Brd4-S498/S499 Para Wb, Elisa - O60885

Número do item: CM0000845



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho detecta níveis endógenos de BRD4 apenas quando fosforilado em S498/S499. Adequado para WB e ELISA com reatividade humana. Ideal para estudos de memória epigenética e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-BRD4-S498/S499 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S498/S499
Espécie	Humano
GeneID	23476
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60885
Peso da Proteína	152kDa
Envio	Saco de gelo