


Phospho-Brd4-T204 Rabbit Pab - O60885

Número do item: CM0000823



introdução

O Phospho-BRD4-T204 Rabbit pAb detecta o BRD4 fosforilado na treonina 204. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, rato e camundongo. Adequado para estudos de regulação epigenética e transcricional. ~152kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-BRD4-T204 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23476
GeneID	23476
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em redor de T204 do BRD4 humano (NP_490597.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	O60885
Peso Proteico	152kDa
Envio	Saco de gelo