


Pab De Coelho Phospho-Brd4-T249 Para Wb - O60885

Número do item: CM0001199



introdução

O pAb de coelho Phospho-BRD4-T249 detecta BRD4 fosforilada em Thr249. Validado para WB em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de memória epigenética e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Phospho-BRD4-T249
Observações/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T249
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	23476
ID do Gene	23476
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético ao redor do T249 da BRD4 humana (NP_490597.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60885
Peso da Proteína	152kDa
Envio	Bolsa de gelo