


## Fosfo-C-Abl-Y412 Coelho Pab - P00519

Número do item: CM0000491



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que detecta c-Abl fosforilado em Y412. Adequado para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização da quinase ABL1, apoptose e dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-c-Abl-Y412 Coelho pAb                                                                         |
| Observações/Apelido | ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Fosfo-c-Abl-Y412                   |
| Espécie             | Humano                                                                                              |
| GeneID (humano)     | 25                                                                                                  |
| GeneID              | 25                                                                                                  |
| Imunógeno           | Pepetídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y412 do ABL1 humano (NP_009297.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                             |
| Aplicação           | IHC-P, ELISA                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                            |
| SWISS               | P00519                                                                                              |
| Peso da Proteína    | 123kDa                                                                                              |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                        |