


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-C-Jun-S243 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05412

Número do item: CM0000599



### introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-c-Jun-S243 detecta c-Jun humano, de rato e de camundongo fosforilado na Ser243. Validado para WB, IHC-P e ELISA, este anticorpo apoia pesquisas sobre o complexo de transcrição AP-1 e sinalização do câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-c-Jun-S243                                              |
| Observações/Apêndice | AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S243                                                     |
| Espécie              | Humano                                                                                              |
| ID do Gene (Humano)  | 3725                                                                                                |
| ID do Gene           | 3725                                                                                                |
| Imunógeno            | Peptídeo sintético / Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S243 do Jun humano (NP_002219.1) |
| Fonte                | Coelho                                                                                              |
| Categoria            | Anticorpos Fosforilados                                                                             |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                    |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                            |
| SWISS                | P05412                                                                                              |
| Peso Proteico        | 36kDa                                                                                               |
| Transporte           | Saco de gelo                                                                                        |