


Anticorpo De Coelho Pab Anti-Fosfo-C-Jun-S63 Para Wb E Elisa - P05412

Número do item: CM0000877



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à c-Jun fosforilada em Ser63. Validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para estudar a sinalização do fator de transcrição AP-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo de Coelho pAb Anti-Fosfo-c-Jun-S63
Observações/Apelido	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Fosfo-c-Jun-S63
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3725
GeneID	3725
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S63 da c-Jun humana (NP_002219.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P05412
Peso Proteico	36kDa
Envio	Em saco de gelo