


Phospho-C-Jun-S63 Anticorpo Policlonal De Coelho - P05412

Número do item: CM0001709



introdução

O Phospho-c-Jun-S63 Anticorpo Policlonal de Coelho detecta c-Jun fosforilado em Ser63 em humanos, camundongos e ratos. Adequado para WB, IHC-P, ELISA em pesquisa de transcrição e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-c-Jun-S63 Anticorpo Policlonal de Coelho
Observações/Apêndice	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3725
GeneID	3725
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S63 do Jun humano (NP_002219.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05412
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo