


Phospho-C-Jun-S73 Rabbit Pab - P05412

Número do item: CM0001691



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o c-Jun fosforilado na Serina 73, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a sinalização do fator de transcrição AP-1 em câncer e respostas imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-c-Jun-S73 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3725
GeneID	3725
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S73 do c-Jun humano (NP_002002219.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05412
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo