

Pab De Coelho Para Phospho-C-Jun-S73 - P05412

Número do item: CM0001064



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-c-Jun-S73 para WB, IHC-P, ELISA. Detecta c-Jun fosforilado em S73 de humano, camundongo e rato. Matéria-prima IVD para pesquisa em câncer e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para Phospho-c-Jun-S73
Observações/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
Espécie	Humano
GeneID	3725
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S73 do c-JUN humano (NP_002219.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05412
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo