


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-C-Jun-T91 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05412

Número do item: CM0001220



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado ao Thr91 do fator de transcrição c-Jun (AP-1, p39). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização JNK, proliferação celular e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-c-Jun-T91 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91
Espécie	Humano
ID do Gene	3725
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T91 da JUN humana (NP_002219.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05412
Peso da Proteína	36kDa
Transporte	Saco de gelo