


## Phospho-C-Jun-T93 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P05412

Número do item: CM0000487



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que visa o Thr93 fosforilado do c-Jun humano (AP-1). Validado para WB e ELISA; reage com humano e rato. Ideal para estudar a atividade do fator de transcrição AP-1 e vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Phospho-c-Jun-T93 pAb de Coelho                                                                   |
| Observações/Apelido | AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T93                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                            |
| GeneID (humano)     | 3725                                                                                              |
| GeneID              | 3725                                                                                              |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno do T93 do JUN humano (NP_002219.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                      |
| SWISS               | P05412                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 36kDa                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                      |