


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-C-Myc-S62 Para Wb E Elisa - P01106

Número do item: CM0001143



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Phospho-c-Myc-S62 de alta especificidade validado para Western blotting (WB) e ELISA em amostras humanas e de murino. Ideal para estudar a fosforilação do c-Myc e a atividade transcricional. Peso molecular ~51 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-c-Myc-S62 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S62
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4609
GeneID	4609
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno do S62 do c-Myc humano (NP_002458.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P01106
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo