


Fosfo-C-Myc-T58/S62 Mab De Coelho Para Wb, Elisa - P01106

Número do item: CM0000874



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-c-Myc (T58/S62) validado para WB e ELISA. Específico para c-Myc humano fosforilado em Thr58 e Ser62, com reatividade cruzada em rato. Ideal para estudar sinalização Myc, proliferação celular e ativação de oncogenes.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	Fosfo-c-Myc-T58/S62 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Fosfo-c-Myc-T58/S62
Espécie	Humano
ID do Gene	4609
Imunogénio	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T58 e S62 de c-Myc humano (P01106)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P01106
Peso da Proteína	51kDa