


Mab De Coelho Anti-Troponina Cardíaca I Fosforilada (Tnni3)-S23/S24 Para Ihc-P, Elisa - P19429

Número do item: CM0001792



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado à S23/S24 fosforilada da troponina cardíaca I humana (TNNI3), validado para IHC-P e ELISA. Detecta a troponina cardíaca I humana, um regulador chave da contração do músculo cardíaco. Ideal para estudos de biomarcadores cardíacos e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Troponina Cardíaca I Fosforilada (TNNI3)-S23/S24
Observações/Alias	CMH7; RCM1; cTnl; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Troponina Cardíaca I Fosforilada (TNNI3)-S23/S24
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7137
ID do Gene	7137
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S23 e S24 da Troponina Cardíaca I humana (TNNI3) (NP_000354.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P19429
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo