

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Fosfo-Caseina Quinase 2 Alfa (Csnk2A1)-T360/S362 Para Wb E Elisa - P68400

Número do item: CM0000881



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para CSNK2A1 fosforilado em T360/S362. Validado para WB e ELISA, detecta a Caseina Quinase 2 alfa humana e de camundongo. Ideal para estudos de sinalização por quinases, apoptose e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra fosfo-Caseina Quinase 2 alfa (CSNK2A1)-T360/S362
Observações/Apelidos	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; fosfo-Caseina Quinase 2 alfa (CSNK2A1)-T360/S362
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1457
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor de T360/S362 da Caseina Quinase 2 alfa humana (CSNK2A1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P68400
Peso Molecular	45 kDa
Transporte	Bolsa de gelo