


Anticorpo Policlonico De Coelho Phospho-Cbl-Y700 Para Wb E Elisa - P22681

Número do item: CM0000461



introdução

O Anticorpo Policlonico de Coelho Phospho-CBL-Y700 detecta CBL fosforilado em Tyr700 em amostras humanas, validado para WB e ELISA. Adequado para investigação de ubiquitinação, sinalização RTK e biologia de osteoclastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-CBL-Y700 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Phospho-CBL-Y700
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	867
ID do Gene	867
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y700 da CBL humana (NP_005179.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22681
Peso Proteico	100kDa
Transporte	Saco de gelo