


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Cdc6-S54 Para Wb, Elisa - Q99741

Número do item: CM0001942



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-Cdc6-S54 (Q99741) validado para WB, ELISA. Detecta CDC6 humano e de rato fosforilado na Ser54. Ideal para pesquisa de replicação de DNA e pontos de verificação do ciclo celular. Matérias-primas para IVD tudo-em-um da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-Cdc6-S54
Observações/Apelido	CDC18L; HsCDC6; MGOR55; HsCDC18; Fosfo-Cdc6-S54
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	990
GeneID	990
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S54 do Cdc6 humano (Q99741).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q99741
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de gelo