


Phospho-Cdk1-T14 Mab De Coelho Para Wb, Elisa - P06493

Número do item: CM0001634



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado a CDK1 fosforilado em Thr14. Validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Detecta uma banda de ~34 kDa. Ideal para pesquisa de ciclo celular, mitose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-CDK1-T14 Rabbit mAb
Observações/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de T14 da CDK1 humana (NP_001777.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06493
Peso Proteico	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo