


Fosfo-Cdk1-T161 Pab De Coelho - P06493

Número do item: CM0001656



introdução

O Fosfo-CDK1-T161 pAb de Coelho detecta especificamente o CDK1 fosforilado em Thr161 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Validado para WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA. Ideal para estudos do ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-CDK1-T161 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1-T161
Espécie	Humano
ID do Gene	983
Imunogênio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T161 do CDK1 humano (NP_001777.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06493
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo