


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 Para Wb, Ip, If - P06493

Número do item: CM0000667



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que reconhece o fosfo-T161 da CDK1 e o correspondente fosfo-T160 da CDK2/CDK3. Validado para Western blot, imunoprecipitação e imunofluorescência em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160 Rabbit mAb
Observações/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo fosforilado sintético em torno de T161 da CDK1 humana (NP_001777.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06493
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de gelo