


Phospho-Cdk1-Y15 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P06493

Número do item: CM0001140



introdução

Phospho-CDK1-Y15 Rabbit mAb para WB, ELISA. Detecta CDK1 fosforilado em Tyr15 em amostras humanas. Ideal para pesquisa sobre ciclo celular, mitose e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	Phospho-CDK1-Y15 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-Y15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y15 do CDK1 humano (NP_001777.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06493
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo