


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Cdk1/2-T14 Para Wb, Elisa - P06493 / P24941

Número do item: CM0000875



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Phospho-Cdk1/2-T14 validado para WB e ELISA; detecta a treonina 14 fosforilada de CDK1 e CDK2 humanas, reage de forma cruzada com camundongo e rato; adequado para estudos do ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Phospho-Cdk1/2-T14
Observações/Apelido	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-Cdk1/2-T14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	983 / 1017
ID do Gene	983 / 1017
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno da T14 do CDK1 humano (P06493) / CDK2
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06493 / P24941
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de Gelo