


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Fosfo-Cdk1/2/3-T14 - P06493/P24941/Q00526

Número do item: CM0001545



### introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-CDK1/2/3-T14 validado para WB e ELISA. Detecta CDK1/2/3 humano, de rato e camundongo fosforilado em T14. Ideal para pesquisa de ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-CDK1/2/3-T14                                                      |
| Observações/Apelido | CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1/2/3-T14                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                 |
| GeneID (humano)     | 983/1017/1018                                                                                          |
| GeneID              | 983/1017/1018                                                                                          |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T14 do CDK1/2/3 humano CDK1 (P06493). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                               |
| SWISS               | P06493/P24941/Q00526                                                                                   |
| Peso Proteico       | 34 kDa                                                                                                 |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                           |