


Fosfo-Cdk6-Y13 Coelho Pab - Q00534

Número do item: CM0001833



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-CDK6-Y13 para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta a Y13 fosforilada da CDK6 humana; reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de ciclo celular e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-CDK6-Y13 Coelho pAb
Observações/Apelido	MCPH12; PLSTIRE; Fosfo-CDK6-Y13
Espécie	Humano
ID do Gene	1021
Imunogênio	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno da Y13 da CDK6 humana (NP_001250.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q00534
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo