


Pac De Coelho Phospho-Cdk6-Y24 Para Wb/If/Icc - Q00534

Número do item: CM0000413



introdução

pAc de Coelho Phospho-CDK6-Y24 detecta CDK6 humano fosforilado em Tyr24. Adequado para WB, IF/ICC. Validado em humano, camundongo. Ideal para pesquisa de ciclo celular, diferenciação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAc de Coelho Phospho-CDK6-Y24
Observações/Apelido	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1021
GeneID	1021
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo específico de fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao Y24 do CDK6 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q00534
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo