

## Phospho-Cdkn1B/P27Kip1-T187 Rabbit Pab Para Wb - P46527

Número do item: CM0001583



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfotirosina que visa a CDKN1B/p27KIP1 fosforilada em T187; validado para Western blot em amostras humanas. Ideal para pesquisa sobre ciclo celular e supressor tumoral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187 Rabbit pAb                                                                                             |
| Observações/Alias   | KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (humano)     | 1027                                                                                                                               |
| GeneID              | 1027                                                                                                                               |
| Imunogénio          | Péptido sintético: Um péptido específico de fosforilação correspondente aos resíduos circundantes ao T187 da CDKN1B/p27KIP1 humana |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                                            |
| Aplicação           | WB                                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                             |
| SWISS               | P46527                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 22kDa                                                                                                                              |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                       |