

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Cebpb (T235) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17676

Número do item: CM0000775



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Phospho-CEBPB (T235) validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta CEBPB humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre regulação da transcrição, resposta imune e adipogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-CEBPB-T235 mAb de Coelho
Observações/Apelido	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1051
ID do Gene	1051
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T235 do CEBPB humano (NP_005185.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17676
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo