

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-C/Ebpb-T235 Para Wb, Elisa - P17676

Número do item: CM0000676



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-C/EBP-T235 validado para WB e ELISA. Reconhece C/EBP humano e de camundongo fosforilado em T235, um fator de transcrição chave na resposta imune e adipogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-C/EBP-T235 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; Phospho-C/EBP-T235
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1051
ID do Gene	1051
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T235 de C/EBP humano (NP_005185.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P17676
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo