

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Cfl1-S3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23528

Número do item: CM0000502



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Phospho-CFL1-S3 detecta a cofilina-1 fosforilada endógena na Ser3 em humanos, camundongos e ratos. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Uma ferramenta IVD confiável para estudar a dinâmica da actina e a regulação do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Phospho-CFL1-S3
Observações/Apelido	CFL; cofilina; HEL-S-15; Phospho-CFL1-S3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1072
GeneID	1072
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S3 da CFL1 humana (NP_005498.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23528
Peso Proteico	19kDa
Envio	Em saco de gelo