

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Cgas (S420) Para Wb E Elisa - Q8C6L5

Número do item: CM0000665



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Phospho-CGAS-S420 detecta CGAS fosforilado na serina 420 em amostras de camundongo, humano e rato. Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa em imunidade inata, via cGAS-STING e detecção de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho-CGAS-S420 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Mb21d1; E330016A19Rik; Phospho-CGAS-S420
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	115004
GeneID	214763
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S420 do CGAS de camundongo (NP_775562.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8C6L5
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo