


Phospho-Chk1-S280 Coelho Pab - O14757

Número do item: CM0000542



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à Ser280 da Chk1 humana (CHEK1) para WB, IHC-P, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de dano ao DNA e pontos de verificação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Chk1-S280 Coelho pAb
Observações/Apelido	CHK1; Phospho-Chk1-S280
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1111
ID do Gene	1111
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo fosforilado sintético em torno da S280 da Chk1 humana (NP_001265.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de Gelo