


Phospho-Chk1-S317 Anticorpo Policlonal De Coelho (Wb, Elisa) - O14757

Número do item: CM0000628



introdução

Anticorpo policlonal de coelho altamente específico que reconhece níveis endógenos de Chk1 fosforilada em Ser317. Validado para Western blotting (WB) e ELISA em amostras humanas. Ideal para pesquisa de ciclo celular e dano ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Phospho-Chk1-S317 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CHK1; Phospho-Chk1-S317
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1111
ID do Gene	1111
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S317 de Chk1 humano (NP_001265.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14757
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo