


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Chk2-S516 - 096017

Número do item: CM0001269



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta níveis endógenos de Chk2 apenas quando fosforilado na Ser516. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de resposta a danos no DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-Chk2-S516
Observações/Apelido	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Fosfo-Chk2-S516
Espécie	Humano
GeneID	11200
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S516 do Chk2 humano (NP_009125.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	096017
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de Gelo