


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Connexina 43-S368 Para Ihc-P, Elisa - P17302

Número do item: CM0001217



introdução

pAb de coelho fosfo-específico direcionado à connexina-43 humana fosforilada em Ser368. Validado para IHC-P e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo, rato. Ideal para pesquisa de junção comunicante, cardíaca e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Fosfo-Connexina 43-S368
Observações/Apelido	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Fosfo-Connexina 43-S368
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2697
GeneID	2697
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S368 do GJA1 humano (NP_000156.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P17302
Peso Proteico	43kDa
Envio	Em saco de gelo