

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Creb1-S133 Para Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P16220

Número do item: CM0000888



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado ao CREB1 fosforilado em Ser133. Aplicações validadas incluem WB, IHC-P, citometria de fluxo intracelular e ELISA com reatividade cruzada para humano, rato e camundongo. Adequado para estudos de sinalização por cAMP e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-CREB1-S133
Observações/Apelido	CREB; CREB-1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1385
GeneID	1385
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S133 do CREB1 humano (NP_604391.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16220
Peso Proteico	35kDa
Envio	Em saco de gelo