


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Crk P38-Y221 Para Wb, Elisa - P46108

Número do item: CM0001059



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo contra Crk p38 em Y221. Validado para WB e ELISA, reatividade cruzada humana. Adequado para estudar adesão celular, migração e vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Crk p38-Y221 Rabbit mAb
Observações/Apelido	p38; CRKII
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1398
GeneID	1398
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y221 do Crk p38 humano (NP_058431.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P46108
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Saco de gelo