


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Ciclina D1 (T286) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24385

Número do item: CM0001049



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Ciclina D1 humana fosforilada em T286, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para estudar a transição G1/S e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Fosfo-Ciclina D1-T286
Observações/Apelido	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Fosfo-Ciclina D1-T286
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	595
GeneID	595
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T286 da Ciclina D1 humana (NP_444284.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24385
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de Gelo