

Anticorpo Policlonado De Coelho Phospho-Cyclina E1-T395 Para Wb, If/Icc, Elisa - P24864

Número do item: CM0000776



introdução

Anticorpo policlonado de coelho fosfo-específico direcionado à Cyclina E1 fosforilada em T395. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Cyclin E1-T395 Rabbit pAb
Observações/Alias	CCNE; pCCNE1; Phospho-Cyclin E1-T395
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	898
GeneID	898
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição T395 da Cyclina E1 humana (NP_001229.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24864
Peso Molecular da Proteína	47kDa
Transporte	Saco de gelo