

Phospho-Dok2-Y299 Rabbit Pab - O60496

Número do item: CM0001560



introdução

O Phospho-DOK2-Y299 Rabbit pAb detecta especificamente o DOK2 humano fosforilado na tirosina 299. Validado para aplicações de Western blot e imunofluorescência, este anticorpo é essencial para o estudo de vias de sinalização de citocinas e fatores de crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-DOK2-Y299 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p56DOK; p56dok-2; Phospho-DOK2-Y299
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9046
ID do Gene	9046
Imunogénio	Um péptido específico de fosforilação correspondente aos resíduos circundantes ao Y299 do DOK2 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60496
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo