


Phospho-Drp1-S616 Rabbit Mab - 000429

Número do item: CM0001350



introdução

Phospho-DRP1-S616 Rabbit mAb para aplicações de WB, IP e ELISA, que detecta níveis endógenos de DRP1 apenas quando fosforilado em S616 em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa em dinâmica mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-DRP1-S616 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10059
GeneID	10059
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo fosforilado sintético ao redor da S616 da DRP1 humana (NP_036192.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00429
Peso Proteico	82 kDa
Envio	Saco de gelo