

Pab De Coelho Anti-Fosfo-E-Caderina-S838/S840 - P12830

Número do item: CM0001081



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para E-caderina humana fosforilada em S838/S840. Validado para WB e ELISA. Essencial para estudos de adesão celular, mobilidade de células epiteliais e supressão de invasão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-Fosfo-E-Caderina-S838/S840
Observações/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; Fosfo-E-Caderina-S838/S840
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	999
ID do Gene	999
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S838 e S840 da CDH1 humana (NP_004351.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P12830
Peso da Proteína	97 kDa
Envio	Gelo reciclável