


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Eef2K-S366 Para Wb, Elisa - O00418

Número do item: CM0001932



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a EEF2K em Ser366. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre regulação da tradução e vias de sinalização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-EEF2K-S366 Rabbit pAb
Observações/Alias	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; Phospho-EEF2K-S366
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29904
GeneID	29904
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S366 da EEF2K humana (NP_037434.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00418
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo