


Phospho-Egfr-Y1045 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - P00533

Número do item: CM0001631



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico para EGFR-Y1045 validado para WB e ELISA. Detecta EGFR humano fosforilado em Tyr1045, um resíduo chave na transdução de sinal. Ideal para o estudo de vias de sinalização do EGFR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-EGFR-Y1045 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1045
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1956
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição Y1045 do EGFR humano (NP_005219.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Saco de gelo