


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Egfr-Y1068 Para Wb, Ip, Elisa - P00533

Número do item: CM0001266



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que visa o EGFR fosforilado em Y1068. Adequado para WB, IP, ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudar vias de sinalização do EGFR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-EGFR-Y1068 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1956
ID do Gene	1956
Imunogénio	Um péptido fosforilado sintético em torno de Y1068 do EGFR humano (NP_005219.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envio	Saco de gelo