


Pab De Coelho Para Phospho-Egfr-Y1086 Para Wb, Elisa - P00533

Número do item: CM0001252



introdução

Phospho-EGFR-Y1086 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EGFR humano fosforilado na tirosina 1086. Validado para WB e ELISA, ele detecta o receptor quinase de tirosina de 134 kDa, apoiando a pesquisa em vias de sinalização mediadas por EGFR e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-EGFR-Y1086 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1086
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y1086 do EGFR humano (NP_005219.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envio	Bolsa de gelo