

Pab De Coelho Phospho-Egfr-Y1197 Para Wb - P00533

Número do item: CM0001979



introdução

O Anticorpo Policlonado de coelho Phospho-EGFR-Y1197 detecta EGFR humano fosforilado na tirosina 1197 em Western blot. É ideal para estudos de sinalização de EGFR, pesquisa em câncer e mecanismos de resistência a medicamentos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-EGFR-Y1197 Rabbit pAb
Observações/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1197
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1956
Imunógeno	Um peptídeo fosfoespecífico correspondente a resíduos ao redor de Y1197 do EGFR humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envio	Bolsa de gelo