


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Egfr-Y869 Para Wb E Elisa - P00533

Número do item: CM0001803



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a EGFR Tyr869, adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com EGFR humano, de camundongo e rato (~134 kDa). Ideal para estudos de sinalização de EGFR, câncer e atividade de quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-EGFR-Y869 Rabbit pAb
Observações/Alíase	ERBB; ERBB; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y869
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y869 do EGFR humano (NP_005219.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envio	Bolsa de gelo