


Phospho-Egfr-Y992 Rabbit Pab Para Wb E Elisa - P00533

Número do item: CM0000589



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfoespecífico que visa o EGFR fosforilado em Y992. Adequado para WB e ELISA com reatividade humana e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de EGFR e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-EGFR-Y992 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y992
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y992 do EGFR humano (NP_005219.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envio	Saco de gelo